

# PHILIPS

Haartrockner

SalonDry Pro

2100 W

IonBoost

HP4897



## Das Gerät, das Friseure zu Hause verwenden würden

### SalonPro

Möchten Sie Ihre Haare wie beim Profi trocknen? Mit dem SalonPro mit erstklassiger 2100 W Trockenleistung erzielen Sie Stylingergebnisse wie im Friseursalon.

#### Schön gestylte Haare

- Leistungsstarker Motor mit 2100 Watt
- Diffusor für Volumen und schwungvolles Styling

#### Verhindert Haarschäden

- Ionisierungsfunktion für glänzendes und glattes Haar

#### Lang anhaltender Look

- Kaltstufe für lang anhaltenden Look

#### Bedienungsfreundlich

- Neun flexible Geschwindigkeits- und Temperaturstufen für maximale Kontrolle

# Besonderheiten

## Professionelle Leistung mit 2100 Watt

Durch die Kombination aus Wärme und starkem Luftstrom trocknet Ihr Haar besonders schnell.

## Ionisierungsfunktion



Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Volumen. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

## Kaltstufe



Zum Fixieren der gestylten Haare mit der Cool Shot-Taste für eine lang anhaltende Frisur.

## Neun flexibel einstellbare Gebläse- und Temperaturstufen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Neun unterschiedliche Einstellungen ermöglichen maximale Kontrolle für präzises Styling.

# Daten

## Technische Daten

Wattage: 2100 W

Spannung: 220 bis 240 AC V

Frequenz: 50/60 Hz

## Palette

Menge: 126

Palettenmaße: 1200 x 800 mm

Anzahl der Schichten: 7

Anzahl der A-Boxen pro Schicht: 3

## Gewicht & Abmessungen A-Box

A-Box-Maße: 632 x 375 x 257 mm

Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 6

Fassungsvermögen A-Box: 60909 cm<sup>3</sup>

A-Box-Gewicht: 8030 g

## Gewicht und Abmessungen

Produktmaße – ohne Aufsätze (netto):

284 x 85 x 235 mm

Gewicht des Produkts – mit Aufsätzen

(netto):

853 g

F-Box-Maße: 310 (B) x 120 (T) x 240 (H) mm

Fassungsvermögen F-Box: 8928 cm<sup>3</sup>

F-Box-Gewicht (mit Produkt): 1180 g

