

PHILIPS

Σεσουάρ

SalonDry Pro

2100W

IonBoost

HP4897



Σεσουάρ για προσωπική χρήση ακόμη και από επαγγελματίες SalonPro

Θέλετε να στεγνώνετε τα μαλλιά σας σαν επαγγελματίας; Το SalonPro, με ισχύ 2100 W, είναι το σεσουάρ που χρειάζεστε, εάν θέλετε να έχετε αποτέλεσμα κομμωτηρίου.

Εύκολο στο χρήση

- 9 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας για πλήρη ευελιξία

Στάιλινγκ μεγάλης διάρκειας

- Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το στυλ σας

Επαγγελματικά αποτελέσματα

- Φυσούνα για όγκο και ανάλαφρο στυλ
- Ισχυρό μοτέρ 2100 Watt

Αποτρέπει τη φθορά

- Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Χαρακτηριστικά

Ριπή ψυχρού αέρα



Σταθεροποιήστε το στυλ που δημιουργήσατε με μια βολή κρύου αέρα για αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας.

Σύστημα ιονισμού



Ο ιονιστής στο εσωτερικό του σεσουάρ δημιουργεί αρνητικά σωματίδια που λέγονται ιόντα, τα οποία εξουδετερώνουν το θετικό φορτίο που έχουν

συνήθως τα μαλλιά. Αυτό ηρεμεί τις μεμονωμένες τούφες, τις εξισορροπεί και αφαιρεί κάθε στατικό ηλεκτρισμό. Ως αποτέλεσμα, τα μαλλιά είναι πιο απαλά, λιγότερο απίθασα και διατηρούν τέλεια την φόρμα τους.

9 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας



9 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας παρέχουν μέγιστη ευελιξία στο στέγνωμα και το στάιλινγκ των μαλλιών σας.

Επαγγελματικά αποτελέσματα 2100

Ο συνδυασμός θερμότητας και αυξημένης ροής αέρα αποτελεί το γρηγορότερο τρόπο να στεγνώνετε τα μαλλιά σας.

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 AC V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ισχύς: 2100 W

Παλέτα

Αριθμός στρώσεων: 7

Διαστάσεις παλέτας: 1200 x 800 χιλ

Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση: 3

Ποσότητα: 126

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας A

Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 6

Διαστάσεις συσκευασίας A: 632 x 375 x 257 χιλ

Βάρος συσκευασίας A: 60909 cm³

Βάρος συσκευασίας A: 8030 g

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις καθαρού προϊόντος εκτός των εξαρτημάτων: 284 x 85 x 235 χιλ

Διαστάσεις συσκευασίας F: 310 (π) x 120 (β) x 240

(υ) χιλ

Βάρος καθαρού προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων: 853 g

Όγκος συσκευασίας F: 8928 cm³

Βάρος συσκευασίας F (συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος): 1180 g

