



Philips Body Contour
Ladyshave

Nat en droog

HP6317/01

Ladyshave Body Contour

Volgt uw rondingen

Deze speciale ladyshave volgt de rondingen van uw lichaam nauwkeurig, waardoor u zelfs op de gevoeligste plekken perfect kunt scheren en trimmen. U kunt ook uw bikinilijn stylen door het extra trimhulpstuk op het apparaat te klikken.

Past zich aan elke ronding van het lichaam aan

- Het bewegende scheerhoofd volgt de rondingen van uw lichaam

Droog of nat scheren

- Draadloos scheren

Eenvoudig uw bikinilijn trimmen en stylen

- Trimhulpstuk voor de bikinilijn

Ligt prettig in de hand

- Soft-touch delen

PHILIPS

Specificaties

Gewicht en afmetingen F-doos

- Afmetingen: 171 x 65 x 193 (l x b x h) mm
- Gewicht: 253 g

Gewicht en afmetingen A-doos

- Gewicht: 1755 g
- Aantal stuks per A-doos: 6 stk
- Afmetingen A-doos: 400 x 181 x 219 (L x B x H) cm

Logistieke gegevens

- CTV-code: 8846 317 01000
- Aantal A-dozen per laag (EU): 12
- Aantal A-dozen per laag (GB): 15
- Aantal lagen (EU): 4
- Aantal lagen (GB): 4
- Aantal pallets (EU): 288 stk
- Aantal pallets (GB): 360 stk
- Palletformaat (EU): 120 x 100 x 102 cm
- Palletformaat (GB): 120 x 100 x 102 cm

Technische gegevens

- Voedingsbron: Batterij
- Scheerblad: Combi
- Materiaal blad: Nikkel
- Aantal tanden van de beschermer: 38
- Aantal tanden van het mes: 36
- Aantal lamellen: 22
- Druk trimmer (N): 2 x 1,6 N
- Druk bladsysteem (N): 2 x 1,6 N
- Rotaties per minuut: 7500 +/- 1000
- Motor: DC-motor 3,0 V
- Voltage: 2 alkalinebatterijen van 1,5 V
- Materiaal van de behuizing: ABS
- Gewicht ladyshave: 113 g
- Kleur(en): Aardbei

Vervanging

- Scheerblad voor benen: HP6117/01
- CTV-code: 884 611 701000
- Scheerblad voor gevoelige plaatsen: HP6121
- HP-messenblok: HP6111

Kenmerken

Bewegend scheerhoofd

Past zich aan elke ronding van uw lichaam aan waardoor wondjes en insnijdingen worden voorkomen

Trimhulpstuk voor de bikinilijn

Trimhulpstuk om de bikinilijn mee te trimmen en modelleren.

