

PHILIPS

Epilator

Satinelle

HP6483/00



Extra zacht, extra snel

Epilator met pijnverzachtend ijskompres en massagesysteem

Epilator met pijnverzachtend ijskompres en massagesysteem

Lekker lang glad

- Verlichtend ijskompres

Snel en doeltreffend epilieren

- Keramisch epileersysteem

Beperkt het trekkende gevoel tot een minimum voor extra comfort

- Actief massagesysteem

Voor een gladde scheerbeurt

- Extra scheerhoofd

Voor gevoelige lichaamsgebieden

- Kap voor extra gevoelige zones

Kenmerken

Verlichtend ijskompres



Koelt uw huid en verlicht de pijn tijdens het epileren.

Keramisch epileersysteem

Uniek keramisch materiaal en een ergonomische vormgeving waarmee u tot 20% sneller* epileert. *in vergelijking met de Philips Satin Ice.

Actief massagesysteem

Beperkt het trekkende gevoel tot een minimum voor extra comfort.

Specificaties

Kenmerken

Verlichtend ijskompres
Keramisch epileersysteem
Actief massagesysteem
2 snelheidsstanden

Accessoires

Verwijderbaar scheerhoofd
Kap voor gevoelige zones
Scrub-spons
Luxe opbergetui
Reinigingsborsteltje

Technische specificaties

Voedingsbron
Voltage: 100–240 V
Motor: DC 12 V
Energieverbruik: 6 W
Aantal schijfjes: 13
Aantal opvallende kenmerken: 24
RPM: snelheid I: 2200, snelheid II: 2700
Trekacties per seconde: snelheid I: 880, snelheid II: 1080

Logistieke gegevens

Palletformaat (EU): 113,3 x 120 x 80 (H x B x D) cm
Palletformaat (GB): 113,3 x 120 x 100 (L x B x D) cm
Aantal pallets (EU): 192 F-dozen
Aantal pallets (GB): 240 F-dozen
Aantal lagen: 4
Aantal F-dozen in A-doos
Gewicht pallet (EU): 150,7 kg
Gewicht pallet (GB): 184,6 kg

Land van herkomst

Land van herkomst: Slovenië

Gewicht en afmetingen F-doos

Afmetingen F-doos: 235 x 174 x 95 (H x B x D) mm
Gewicht F-doos: 659 g

Gewicht en afmetingen A-doos

Afmetingen A-doos: 248 x 595 x 180 (H x B x D) mm
Gewicht A-doos: 4240 g

