

# PHILIPS

## Epilátor

### Satinelle

HP6483/02



## Výnimočne jemný, výnimočne rýchly

Epilátor s upokojujúcim chladičom pokožky a masážou

Chladič pokožky využíva utišujúce vlastnosti ľadu, aby chladil pokožku a spríjemnil jej epiláciu. Jedinečné hypoalergénne keramické disky sú výnimočne rýchle a účinné, pretože dokážu odstrániť chlípky od korieňkov a poskytnúť tak zamatovo hladkú pokožku až na 4 týždne

#### **Výnimočne jemná epilácia**

- Upokojujúci chladič pokožky

#### **Pohodlnejšia epilácia**

- Aktívna masáž

#### **Až o 20 % rýchlejšia epilácia**

- Jedinečný keramický epilačný systém

#### **Zachytí aj najkratšie chlípky**

- Zaoblená epilačná hlava

#### **Jednoduché čistenie**

- Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

## Hlavné prvky

### Upokojujúci chladič pokožky



Chladí a uvoľňuje pokožku počas epilácie.

### Aktívna masáž


Jemnou stimuláciou pokožky minimalizuje nepríjemné pocity pri odstraňovaní chĺpkov a spríjemní tak celý proces epilácie.

### Jedinečný keramický systém



O 20 % rýchlejší a účinnejší.

### Zaoblená epilačná hlava



Zachytí aj chĺpky dlhé len pol milimetra, takže už nebudete musieť pred ďalšou epiláciou čakať, kým chĺpky dorastú.

### Umývateľná epilačná hlava



Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

### Ergonomický tvar

Satinelle Ice má špeciálny ergonomický tvar pre dokonalé ovládanie a jednoduchú obsluhu.

## Technické údaje

### Príslušenstvo

**Peelingová rukavica:** menej vrastajúcich chĺpkov

**Kryt pre veľmi citlivú oblasť:** pre citlivé oblasti tela

**Luxusné odkladacie puzdro:** pre uskladnenie a ochranu

**Dodatočná holiaca hlava:** pre hladké oholenie

