

# PHILIPS

## Epilátor

### Satinelle

HP6503/00



## Epilátor Satinelle Ice Premium

Najjemnejší epilátor s ľadom a akustickou masážou

Prvý keramický epilátor s chladičom pokožky s ľadom a akustickým masážnym systémom.

#### **Minimalizuje pocit bolesti z vytrhnutia chĺpku**

- Akustický masážny systém

#### **Znižuje podráždenie pokožky**

- Hypoalergénové disky

#### **Jemná dlhotrvajúca hladkosť**

- Dodatočný ľadový chladič

#### **Rýchly a účinný**

- Keramický epilačný systém

#### **Pre dodatočnú hygienu**


- Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

# Hlavné prvky

## Akustický masážny systém

Vysokofrekvenčné masírovanie minimalizuje nepríjemné pocity pri epilácii.

## Hypoalergénové disky



Znížené riziko alergického podráždenia pokožky a maximálna starostlivosť o vašu pokožku.

## Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou

Dokonale sleduje každú krivku tela, aby sa dosiahlo optimálne chladenie a jemnejšia epilácia.

## Keramický epilačný systém

Jedinečný keramický materiál a ergonomický tvar na až o 20 % rýchlejšiu\* epiláciu. \*v porovnaní s epilátorom Philips Satin Ice.

## Umývateľná epilačná hlava



Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

# Technické údaje

## Hmotnosť a rozmery

Rozmery F boxu: 235 x 192 x 116 (V x Š x H) mm

Hmotnosť obalu: 811 g

Rozmery A boxu: 258 x 592 x 195 (V x Š x H) mm

Hmotnosť kartónu: 4702 g

Počet kusov v kartóne: 5 ks

## Vlastnosti

Výkyvný chladič s ľadom

Akustický masážny systém

Keramický epilačný systém

2 nastavenia rýchlosti

## Technické špecifikácie

Zdroj napájania: AC-RC (sieť)

Napätie: 100-240 V

Motor: DC 14 V

Spotreba energie: 6 W

Počet diskov: 13

Počet záchytných bodov: 24

Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 880

Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 1080

RPM rýchlosť 1: 2200 min.

RPM rýchlosť 2: 2700 min

## Príslušenstvo

Odnímateľná holiaca hlava: Pre hladké oholenie

Chladič pokožky s ľadom pre citlivé miesta: Pre citlivé miesta na tele

Izolačné puzdro: Pre pohodlnú manipuláciu

Peelingová žinka: Menej vrostajúcich chlčkov

Luxusné odkladacie puzdro: Pre uskladnenie a ochranu

Čistiaca kefa: Pre jednoduché čistenie

## Logistické údaje

Počet paliet (EÚ): 160 ks

Počet paliet (VB): 200 ks

Veľkosť palety (EÚ): 115 x 120 x 80 cm

Veľkosť palety (VB): 115 x 120 x 100 cm

