

PHILIPS

Struttura di supporto per
la testina di rasatura

Per HQ8200-8299

HQ1023/01



Per bloccare le tue testine di rasatura

Verifica dati di compatibilità

Hai smarrito o danneggiato la piastra di blocco della tua testina di rasatura Philips, ma il resto del rasoio è ancora perfetto? Ordina la piastra di blocco HQ1203 che mantiene in posizione le testine di rasatura. Per l'uso con tre testine per la rasatura di precisione.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: 8251XL/18, 8251XL/76

Adatto per i modelli:: PT736/19, AT750/17, PT735/20, PT736/18, AT750/20, PT735/41, AT750/16, PT860/14, AT750/41

Adatto per i modelli: PT860/16, AT890/16, AT753/20, PT860/17, PT860/15, AT752/20, AT751/14, AT751/16

Adatto per il modello:: produzione

