

# PHILIPS

spray per pulizia  
testine di rasatura

Profumo brezza rinfrescante

HQ110/02



## Rasatura pulita

### Per prestazioni ottimali

Usa lo spray HQ110 per pulire e lubrificare le testine di rasatura Philips. Un rasoio pulito garantisce prestazioni di rasatura ottimali.

#### **Pulisce e lubrifica le testine di rasatura**

- Per una pulizia approfondita

#### **Per un rasoio sempre in perfette condizioni**

- Per prestazioni di rasatura ottimali

#### **Nuovo profumo brezza rinfrescante**

- Lascia un fresco profumo sulle testine di rasatura

## In evidenza

### **Pulisce a fondo**

Dopo la pulizia, le testine di rasatura del rasoio elettrico Philips sono caratterizzate da un odore, da prestazioni e da un look nuovo.

### **Nuovo profumo brezza rinfrescante**

Un fresco profumo che rimane sulla testina per una rasatura rinfrescante e perfetta con il tuo rasoio elettrico.

### **Spray per pulizia testine di rasatura**

Spray per la pulizia a base di alcol con componenti lubrificanti per una rasatura senza residui.

## Specifiche

### **Accessori per la pulizia**

**Spray per pulizia e lubrificazione:** per tutti i rasoi elettrici

### **Pulizia**

**Utilizzo:** Utilizzalo almeno una volta alla settimana per risultati di rasatura ottimali

### **Sommario**

**Capacità:** 100 ml

**Imballo:** 1 confezione

