

PHILIPS

Loción de afeitado

con manzanilla

HQ170



Loción de afeitado humectante

Para piel normal a sensible

Loción de afeitar humectante NIVEA FOR MEN para Philips Cool Skin

Afeitado humectante y suavizante

- Loción enriquecida con manzanilla y vitaminas

Cartuchos con gel para un afeitado ultra refrescante

- Fórmula enriquecida con mentol y vitaminas

Destacados

Enriquecida con manzanilla y vitaminas

Esta loción enriquecida con manzanilla y vitaminas humecta la piel para ofrecerte un afeitado suave.

Fórmula enriquecida con mentol y vitaminas

Fórmula enriquecida con mentol y vitaminas

Especificaciones

Accesorios

Loción de afeitado para **Cool Skin**: apta para todas las afeitadoras Nivea for Men de las series 6700 y 7700

