



Testina di ricambio per risultati migliori

Accurato e preciso

Per ottenere le massime prestazioni dal rasoio Philips, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni

Sistema di rasatura Lift & Cut

- Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Anelli di scorrimento

- Per una rasatura più delicata senza irritare la pelle

In evidenza

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema a doppia lama: la prima lama solleva il pelo e la seconda lo taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Per una rasatura più delicata senza irritare la pelle

Per una rasatura più delicata senza irritare la pelle

Specifiche

Testine di rasatura

Testine di rasatura per confezione: 3

Adatto per i modelli: HQ7782, HQ7780, HQ7762, HQ7760, HQ7742, HQ7740, 7735X, 7737X, 7775X, 7745X, HQ7743

