

# PHILIPS

## Jet Clean- Reinigungslösung

Reinigt und ölt

Duft von frischer Brise

Vorteilspack

HQ203/50



## Für eine gründliche Rasur

### Für maximale Leistung

Ein sauberer Rasierer garantiert maximale Leistung beim Rasieren. Verwenden Sie Ihre Philips Jet Clean Lösung HQ203/50 mit Ihrem Jet Cleaning System für eine gründliche Reinigung der Philips Scherköpfe.

#### **Vorteilspack**

- Jet Clean Lösung – Dreierpack

#### **Für eine dauerhaft optimalen Zustand Ihres Rasierers**

- Ermöglicht eine maximale Rasurleistung

#### **Reinigt und ölt Ihre Scherköpfe**

- Für eine gründliche Reinigung

#### **Für einen jederzeit frischen Geruch**

- Hinterlässt einen frischen Duft auf Ihren Scherköpfen

# Besonderheiten

## **Vorteilspack**

Jet Clean Lösung – Dreierpack, für eine dauerhaft gründliche Rasur

## **Jet Clean Lösung**

Die Jet Clean Lösung reinigt und ölt Ihr Scherköpfe.

## **Reinigt gründlich**

Nach der Reinigung sieht der Scherkopf des Philips Elektrorasierers aus wie neu, riecht wie neu und bietet eine Leistung wie am ersten Tag.

## **Für einen jederzeit frischen Geruch**

Frischer Duft auf dem Scherkopf – damit Sie eine perfekte, belebende und saubere Rasur mit Ihrem Elektrorasierer erleben.

# Daten

## **Inhalt**

**Kapazität:** 900 ml

**Inhalt reicht für:** bis zu ~3 Monaten

**Verpackung:** 3 Flaschen

## **Pflege**

**Verwendung:** Wechseln Sie die Flüssigkeit nach jeder Reinigung aus

