

PHILIPS

Rasoio elettrico

800 series

Edizione in nero/bianco

Pro

HQ851



Una rasatura a fondo

Una rasatura elegante, precisa e piacevole. Il rasoio Philips HQ851/16 unisce il sistema esclusivo Lift & Cut e la tecnologia Reflex Action per garantire una rasatura precisa e confortevole.

Comfort e precisione

- Per una rasatura precisa e efficiente

Si adatta alla forma di viso e collo


- Sistema Reflex Action
- Testine a sospensione indipendenti

Batteria senza fili

- Fino a 30 minuti di rasatura senza fili

In evidenza

Testine a sospensione indipendenti



Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale rasatura a fondo.

Fino a 30 minuti di rasatura senza fili

Fino a 30 minuti di rasatura, senza fili.

Sistema Reflex Action



Si adatta automaticamente alla forma di viso e collo.

Sistema di rasatura preciso



Per una rasatura precisa, realizzato in Europa

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Tecnologia Lift & Cut
Segue le linee del volto: Sistema Reflex Action, Testine con movimento indipendente

Facilità d'uso

Display: Indicatore di ricarica
Carica: Ricaricabile
Carica: 8 ore
Tempo di rasatura: 10 giorni

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio di protezione

Servizio

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con HQ4

