

PHILIPS

Odšťavňovač

Viva Collection

550 W

1,5 l

L trubice



HR1853/00



Snadno vyrobená zdravá šťáva

Jednoduchý odšťavňovač: Žádné krájení, žádný problém.

Odšťavňování ještě nikdy nebylo snadnější. Odšťavňovač Philips o příkonu 550 W pojme díky mimořádně velké plnicí trubici celé kusy ovoce a zeleniny, takže je již nemusíte rozkrajovat. Ve džbánu na šťávu vydrží nápoj déle čerstvý.

Více džusu

- Souvislé odšťavňování díky XL kapacitě
- Více šťávy díky jedinečnému mikrosítku

Není třeba předkrájení

- Díky mimořádně velké přívodní trubici není třeba nic rozkrajovat

Rychlé a snadné čištění

- Všechny části lze mýt v myčce

Čerstvý džus kdykoli k dispozici

- Tento džbán na šťávu uchová váš nápoj déle čerstvý

Chutné a snadné recepty

- Receptář s různými recepty na šťávy

Přednosti

Mimořádně velká plnicí trubice



Mimořádně velká plnicí trubice pojme celé kusy ovoce a zeleniny, takže je již nemusíte rozkrajovat.

Džbán na šťávu



Uchovejte svůj nápoj déle čerstvý v 700ml džbánu na šťávu.

Mimořádně velká kapacita

1,5l nádoba na dužninu a 700ml džbán na šťávu vám umožní získat více šťávy najednou.

Mikrosítko



Odšťavňovač Philips připraví více džusu díky jedinečnému mikrosítku.

Vhodné do myčky



Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce

Včetně malého receptáře



Receptář obsahuje recepty na lahodný džus se snadnou přípravou v odšťavňovači Philips.

Specifikace

Příslušenství

Džbán na šťávu: Ano

Specifikace provedení

Barva(y): Bílá a levandulová

Materiál krytu a svorky: ABS

Materiál džbánu: SAN

Materiál víka a nádoby na dužninu: SAN

Obecné specifikace

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Bezpečnostní svorky: Ano

Nastavení rychlosti: 2

Technické údaje

Délka kabelu: 1,2 m

Průměr plnicí trubice: 75 mm

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 550 W

Nádoba na dužninu: 1,5 l

Napětí: 220–240 V

Kapacita džbánu na džus: 700 ml

