



Odšťavňovač s technologií MicroMasticating

- Až 90% extrakce
- Rychlé očištění, za 60 sekund
- Tenký design

HR1945/80

Naplňte si sklenici skvělou chutí a vůní

Technologie MicroMasticating extrahuje až 90 %* z objemu ovoce

Inovativní technologie MicroMasticating od společnosti Philips je navržena tak, aby rozevřela buněčné komory ovoce a zeleniny a vymačkala z nich maximum. Nyní s kratší dobou přípravy díky velké plnicí trubici. Po odšťavňování lze všechny díly umýt opláchnutím.

Výhody

[Vymačkejte si všechnu chuť a vůni z ovoce a zeleniny](#)

- Technologie MicroMasticating extrahuje až 90 %* z objemu ovoce
- Vymačkejte šťávu ze všeho, co máte rádi, včetně banánů a manga
- Přidejte do svého nápoje i listovou zeleninu a ořechy
- Funkce předčištění umožňuje získat i poslední kapku šťávy

[Konečně odšťavňovač, který se snadno umývá](#)

- Snadno odnímatelné části, možnost čištění bez pomoci kuchyňského náčiní
- Jedinečná konstrukce bez síta umožňující čištění pod 1 minutu
- Díky inovativnímu systému zabraňujícímu odkapávání zůstane vaše kuchyňská linka čistá

- Méně příprav díky 2x větší plnicí trubici

[Důmyslně navrženo pro vaši kuchyni](#)

- Tenký design s plně integrovanými součástmi
- Odšťavňujte přímo do sklenice
- Obsahuje knihu inspirujících receptů
- Odnímatelné součásti lze skladovat v nádobě na dužninu

PHILIPS

Vlastnosti

Technologie MicroMasticating



V ovoci a zelenině jsou tisíce buněk obsahujících šťávu, vitamíny a další důležité živiny. Inovativní technologie MicroMasticating společnosti Philips vymačkává z buněk vašich oblíbených surovin maximum složek, takže až 90 %* z objemu ovoce skončí ve vaší sklenici, a ne v odpadu.

Od měkkého ovoce po tvrdou zeleninu



Vyrobte si výbornou zdravou šťávu z měkkého ovoce i z tvrdé zeleniny. Můžete si připravit všechny své oblíbené kombinace a použít tento výrobek i pro suroviny s vyšším obsahem škrobu, které je jinak velmi obtížné odšťavnit, jako jsou například banány nebo mango.</p></div>

Listová zelenina a ořechy



Listová zelenina obsahuje hodně vlákniny, takže je výbornou surovinou na výrobu zdravých šťáv a klidně ji můžete v odšťavňovači zpracovat. Mladá pšenice, špenát a mnohé další suroviny mohou být díky technologii MicroMasticating každodenní součástí vašeho džusu, která významně podporuje zdraví. Můžete dokonce použít i určité druhy ořechů a připravit si např. mandlové mléko z mandlí.

Funkce předčištění



Funkce předčištění je speciální program, díky němuž z odšťavňovače získáte i poslední kapku šťávy, čímž se zároveň vyčistí vnitřek výrobku. To vám pomůže, abyste z ovoce a zeleniny dostali to nejlepší a vaše vzácná šťáva neskončila při procesu čištění v odpadu.

QuickClean – čištění za 1 minutu



Díky snadno odnímatelným částem bez okrajů je možné odšťavňovač rychle umýt pouze za použití vody z kohoutku. Vzhledem k tomu, že výrobek neobsahuje žádné ostré kraje, lze vlákna či částičky surovin vypláchnout během pár vteřin.

Konstrukce bez síta



Jedinečná konstrukce bez síta umožňuje, aby šťáva tekla do sklenice bez problému skrz filtr, který zachytí všechny nežádoucí části. Výrobek lze snadno vyčistit i bez použití kartáče.

Inovativní systém zabraňující odkapávání



Plně integrovaný systém zabraňující odkapávání vám umožní udělat si pauzu mezi jednotlivými momenty, kdy budete odšťavňovat, a udržet vaši kuchyňskou linku stále zcela čistou. Stačí stisknout spodek výpustního otvoru pro šťávu a proud se zastaví, aniž byste si namočili prsty.

Tenký design



Díky optimalizovanému designu o šířce 11 cm může být odšťavňovač stále na vaší kuchyňské lince, připravený začít kdykoli vyrábět šťávu. Při skladování i užívání zabere jen velmi málo místa, jelikož je plně integrovaný, takže při odšťavňování nebudete potřebovat žádný prostor navíc.

Přímo do sklenice



Odšťavňování přímo do sklenice vám umožní, abyste každý nápoj připravili podle toho, na co má vaše rodina chuť. Nebudete také muset zbytečně čistit žádné součásti a vaše kuchyňská linka bude dokonale čistá.

Kniha receptů pro inspiraci

Výběr receptů a surovin je nedílnou součástí odšťavňování. V knize předkládáme 40 inspirujících receptů a úplné vysvětlení výhod, které tyto recepty přináší vašemu zdraví.

Integrované ukládání



Všechny malé odnímatelné části odšťavňovače, jako je nádoba na odpad, pečovač a nádoba na šťávu, lze skladovat uvnitř nádoby na dužninu. Tak

budou všechny součásti bezpečně uskladněné a vy budete vždy vědět, kde je najít, až budete příště odšťavňovat.

2x větší trubice



Větší plnicí trubice umožňuje bezstarostnou přípravu šťáv. Díky této nové funkci můžete připravovat výživné šťávy během okamžiku, protože nejsou nutné žádné přípravy.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Příslušenství

Včetně	Konvice Receptář
--------	---------------------

Země původu

Vyrobeno v	Číně
------------	------

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku	Vhodné do myčky Protiskluzové podložky Vypínač Bezpečnostní zámek Systém Quickclean
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Servis

2letá celosvětová záruka	Ano
--------------------------	-----

Podpora udržitelného rozvoje

Balení	>90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka	100% recyklovaný papír

Technické údaje

Kapacita nádoby	1 L
Kapacita nádoby na dužinu	1 L
Délka kabelu	1 m
Frekvence	50–60 Hz
Spotřeba	200 W
Napětí	220–240 V

Design

Barva	Šedobílá
-------	----------

Povrchová úprava

Materiál příslušenství	Kovový bezpečnostní zámek
Materiál nádoby	Plast
Materiál hlavního těla	Plast
Nádoba na odpad	Plast

Rozměry balení

Výška	38,90 cm
Šířka	43,30 cm
Hloubka	14,60 cm
Čistá hmotnost	4,29 kg
Hrubá hmotnost	5,42 kg
EAN	08710103800484
Počet zahrnutých výrobků	1
Země původu	CN
Kód harmonizovaných systémů	850940

Vnější obal

Délka	44,70 cm
Šířka	30,70 cm
Výška	40,80 cm
Hrubá hmotnost	11,50 kg
EAN	18710103800481
Počet spotřebitelských balení	2

* *Interní testy prováděné postupně s 1 000 g hroznového vína, jablek, ostružin, jahod, rajčat, vodního melounu, pomerančů a granátových jablek.



Změna údajů vyhrazena
2019, Červenec 19

Version: 11.1.2
EAN: 08710103800484

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com