



Philips Premium collection

Приготовление 250 г пасты за  
10 минут

Автоматическое замешивание  
теста



HR2355/09

## Свежая домашняя паста и лапша за 10 минут

Автоматически замешивает тесто и делает разные виды пасты, лапши, макарон

Теперь делать вкусную свежую пасту и лапшу очень просто! Паста-машина сама смешивает ингредиенты, замешивает тесто и, благодаря силе в 725 кг, делает около 250 г пасты или лапши идеальной текстуры всего за 10 минут!

### Свежая паста и лапша с насыщенным вкусом

- Приготовление около 250 г пасты за 10 минут

### Готовить пасту теперь невероятно просто

- Автоматическое смешивание, замешивание теста и изготовление пасты и лапши

### Экономия сил и времени на очистку

- Специальные аксессуары обеспечивают простоту очистки одним движением
- Продуманный дизайн для удобного хранения насадок для пасты и лапши внутри прибора

### Различные виды и вкусы пасты и лапши

- Книга рецептов в комплекте для приготовления более 20 различных блюд
- Уникальные насадки для различных видов пасты и лапши
- Попробуйте добавить различные ингредиенты для создания индивидуального вкуса



# PHILIPS

## Особенности

### Мощный мотор и быстрое изготовление пасты и лапши



Благодаря современным технологиям и прочным материалам, из которых изготовлен прибор, паста-машина Philips выполняет прессование теста с силой почти 725 кг. Это позволяет не только изготовить пасту и лапшу всего за 10 минут, но и гарантирует их безупречную текстуру и великолепный вкус.

### Автоматизированный процесс



Выберите программу и нажмите кнопку пуска — паста-машина автоматически смешает ингредиенты, замесит тесто и сформирует пасту или лапшу.

### Аксессуары для легкой очистки



Аксессуары для очистки созданы специально для насадок для пасты и лапши (спагетти и феттучини), благодаря чему их

можно очистить от остатков теста всего одним движением.

### Хранение



В нижней части паста-машины предусмотрен специальный контейнер для удобства хранения насадок для пасты и лапши и аксессуаров для очистки.

### Индивидуальный вкус



Попробуйте различные виды муки и добавляйте разнообразные ингредиенты — яйца, травы, сок из шпината или моркови, — чтобы создать уникальные вкусы пасты или лапши.


### Кулинарная книга



В красочной книге рецептов, поставляемой в комплекте с прибором, вы найдете список

ингредиентов для приготовления 24 различных видов пасты, а также более 20 рецептов приготовления разнообразных блюд из пасты и лапши.

### Различные насадки для пасты и лапши



К прибору прилагаются 4 насадки для спагетти, пенне, феттучини и листов для лазаньи. Насадки для приготовления других видов пасты и лапши доступны в качестве дополнительных аксессуаров.



### Награда IF DESIGN AWARD

Продукты, проекты и концепции, получившие награду IF, а также многое другое, отмеченное экспертами в области дизайна...

Каждый год организация iF International Forum Design GmbH проводит один из самых известных и престижных конкурсов в области дизайна — iF DESIGN AWARD. Награда iF DESIGN AWARD во всем мире признается отличительным знаком первоклассного дизайна, а в мероприятии ежегодно принимает участие более 5000 конкурсантов из 70 стран.

# Характеристики

## Аксессуары

- В комплекте: Аксессуары для очистки, Мерная чашка, Книга рецептов

## Технические характеристики

- Мощность: 200 Вт
- Длина шнура: 1,2 м
- Частота: 50 Гц
- напряжение: 220–240 В

## Дизайн

- цвет: Золотистое шампанское
- Цвет панели управления: Серебристый

## Вес и габариты

- Вес изделия: 7,5 кг
- Размеры упаковки (Д x Ш x В): Д 405 x Ш 305 x В 340 миллиметра
- Размеры изделия (ДxШxВ): Д 343 x Ш 215 x В 300 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 8,9 кг

## Страна изготовления

- Сделано в: Китай

## Отделка

- Материал аксессуаров: Пластик
- Материал насадки: Покрытие из алюминия и тефлона
- Материал основного корпуса: Пластик

## Общие характеристики

- Количество насадок для пасты: 4
- Предустановленные программы: 2
- Функции устройства: Автоматическое отключение, Отсоединяемый шнек, Светодиодный дисплей, Нескользящие ножки, Кнопка включения/выключения, Индикатор работы прибора, Сигнал готовности, Система блокировки

## Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да



Дата выпуска 2018-12-19

Версия: 7.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)