

# PHILIPS

Pastamaker-  
Zubehör

Avance Collection

Spaghettoni/Capellini



HR2495/09



## Genießen Sie frische, selbstgemachte Pasta in nur 10 Minuten Pastamaker-Set für Spaghettoni/Capellini

Möchten Sie auch einmal verschiedene Arten von Nudeln ganz einfach zu Hause selbst herstellen? Dank des Zubehörsets für den Pastamaker von Philips wird Ihr Wunsch nun wahr. Stellen Sie Ihre Liebessorten ab jetzt ganz einfach selbst her.

### **Perfekte Konsistenz und hervorragender Geschmack**

- Einzigartiger Formaufsatz für optimale Ergebnisse

### **Einfache Reinigung**

- Speziell entwickeltes Reinigungswerkzeug zur einfachen Reinigung

### **Verschiedene Arten von Nudeln**

- Umfasst 2 Formaufsätze für Spaghettoni/Capellini

# Besonderheiten

## Einzigartige Formaufsätze



Einzigartiger Formaufsatz für optimale Ergebnisse

## 2-in-1-Pasta-Kit

Mit zwei Formaufsätzen für die Zubereitung von Spaghettoni und einem weiteren Formaufsatz für Capellini genießen Sie ganz einfach frische Pasta zu Hause.

## Reinigungswerkzeuge

Es stehen 2 speziell entwickelte Reinigungswerkzeuge für eine ganz einfache Reinigung zur Verfügung.

# Daten

## Zubehör

**Inklusive:** 2 Reinigungswerkzeuge

