



Philips Avance Collection
Blender wysokoobrotowy

1400 W

ProBlend 6 3D
Szkłany dzbanek o pojemności
1,8 l
2 bidony



HR3655/00

○ 50% dokładniejsze miksowanie*

Inspiruje 80% użytkowników do większego spożycia owoców i warzyw*

Dzięki technologii ProBlend 6 3D, mocy 1400 W i prędkości do 35 000 obr./min możesz delektować się delikatniejszymi koktajlami i przecierami o doskonałym smaku i odpowiedniej strukturze.

Udowodniono, że motywuje to użytkowników do zwiększenia ilości owoców i warzyw w codziennej diecie.

Uwalnia miliony substancji odżywczych

- Wydajny silnik o mocy 1400 W zapewnia delikatniejsze przecieri
- Zaawansowana technologia miksowania ProBlend 6 3D
- Do 35 000 obr./min

Miksowanie na gładko i łatwe przygotowywanie domowych koktajli

- Szkłany dzbanek
- 2 praktycznie nietłukące się tritanowe bidony
- Tryb ręczny z różnymi opcjami prędkości
- Wstępnie ustawiony program do przygotowywania koktajli

Łatwa obsługa

- Dzbaneq blendera można myć w zmywarce
- Zdejmowane ostrza ułatwiają płukanie

Gwarancja wysokiej jakości

- 2-letnia światowa gwarancja



asimpleswitch.com

PHILIPS

Zalety

Większa moc zapewni delikatniejsze przecięry



Drobniejsze miksowanie owoców i warzyw dzięki silnikowi o mocy 1400 W.

Uwalnia więcej składników odżywczych



Stworzyliśmy technologię ProBlend 6 3D, dzięki której wszystkie składniki koktajlu są dobrze zmiksowane, a składniki odżywcze zostają uwolnione z owoców, warzyw i orzechów. Następnie składniki te są łatwo przyswajane przez organizm.

Do 35 000 obr./min



Prędkość 35 000 obr./min zapewni doskonałe miksowanie i jeszcze zdrowsze koktajle

Dzbanek blendera o dużej pojemności

Wszyscy lubimy koktajle! Pojemność robocza naszego 2-litrowego, szklanego dzbanka wykonanego z kopoliestru to 1,8 litra, dzięki czemu koktajle można przygotować dla całej rodziny jednocześnie.

2 tritanowe bidony

Przygotuj koktajl od razu w bidonie i zabierz go ze sobą! W skład zestawu blendera wchodzi 2 wytrzymałe tritanowe bidony o pojemności 600 ml. Teraz możesz przygotować w nich koktajle i zabrać je ze sobą, bo z łatwością zmieszczą się w torbie lub plecaku.

Wybierz prędkość miksowania



Od delikatnego miksowania miękkich owoców po dynamiczne przetwarzanie twardszych owoców i warzyw. Dzięki różnym ustawianym ręcznie opcjom prędkości wybór należy do Ciebie.

Wstępnie ustawiony program do przygotowywania koktajli



Wstępnie ustawiony program ułatwiający przygotowywanie domowych koktajli.

Bezpieczne i łatwe mycie w zmywarce



Wszystkie odłączane części blendera firmy Philips można myć w zmywarce — z wyjątkiem części tnącej, którą można łatwo opłukać. Podstawę wystarczy przetrzeć w razie potrzeby.



Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Akcesoria

- W zestawie: Dzbaneq, 2 bidony

Kraj pochodzenia

- Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

- Charakterystyka produktu: Automatyczne wyłączenie, Schowek na przewód, Możliwość mycia w zmywarce, Wbudowany schowek na przewód, Wyświetlacz LED, Funkcja pulsacji, Regulacja prędkości, Wskaźnik zasilania

Serwis

- 2 lata gwarancji

Dane techniczne

- Pojemność dzbanka: 1,8 L
- Moc: 1400 W
- Obr./min — blender (maks.): 35 000 obr./min
- Napięcie: 200–230 V

Wykończenie

- Materiał dzbanka: Szklany
- Materiał korpusu: Metal



Data wydania 2018-05-24

Wersja: 12.0.1

EAN: 08 71010 38063 25

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Niezależne testy laboratoryjne — porównanie z modelem Philips Avance HR2195

* Badanie konsumenckie wykonane przez niezależną agencję w Korei i w Niemczech — na podstawie opinii 100 użytkowników po 4 tygodniach testowania produktu w domu