

# PHILIPS

Einweg-Staubbeutel

Sydney+

HR6999/01



## Der Original-Staubbeutel von Philips

Sydney+

Die doppellagigen Original-Staubbeutel von Philips haben ein größeres Fassungsvermögen und halten länger.

### **Reißfest**

- Zwei Schichten hochwertigen Filterpapiers

### **Verschlussring**

- Zur Vermeidung von Staubwolken beim Staubbeutelwechsel

### **Perfekter Halt**

- Der Original-Staubbeutel von Philips

# Daten

## Allgemeine Daten

Anzahl Staubbeutel: 6

Einweg-Staubbeutel für: HR8500 - HR8599,  
HR8300 - HR8349, HR8350 - HR8369,

HR8370 - HR8380

Anzahl AFS-Mikrofilter: 1

Anzahl Motorfilter: 1

