



Philips NIVEA
Shaving-lotion

HS800

Fugtgivende shaving-lotion

Kun til Philips NIVEA FOR MEN HS8000-serien

Opskriften er beriget med kamille og vitaminer, så din hud plejes og ser sund ud.

Fugtgivende og plejende barbering

- NIVEA FOR MEN lotion dispenser-system

Nem lotion-refill

- Integreret system til genopfyldning

PHILIPS

NIVEA
FOR MEN

Specifikationer

Tilbehør

- Shaving-lotion refill: 8000-serien af shavere til

Nivea for Men

Vigtigste nyheder

Integreret system til genopfyldning



Du pumper NIVEA FOR MEN-fugtigheds lotion direkte fra genopfyldningsflasken ind i NIVEA FOR MEN-shaveren.

Lotion dispenser-system



NIVEA FOR MEN-fugtigheds lotion fordeles direkte på huden