

PHILIPS

NIVEA FOR MEN

Loción de afeitado

con Natural MICRO tec

HS800/04



Loción de afeitado humectante

Sólo para la serie NIVEA FOR MEN HS8000 de Philips

Loción humectante para afeitado para tu afeitadora Philips NIVEA FOR MEN. La fórmula está enriquecida con manzanilla y vitaminas para proteger tu piel y brindar una apariencia saludable.

Afeitada humectante y suavizante

- Sistema de afeitado con aplicador de loción NIVEA FOR MEN

Fácil rellenado de loción de afeitado

- Sistema integrado de rellenado del cartucho

Destacados

Sistema con aplicador de loción



La loción humectante para afeitado NIVEA FOR MEN se aplica directamente en la piel

Sistema integrado de rellenado del cartucho



Rellene la afeitadora con la loción NIVEA FOR MEN directamente desde el recipiente de recarga Philips NIVEA FOR MEN.

Especificaciones

Accesorios

Envase de recarga de loción de afeitado:
para las afeitadoras Nivea for Men de la serie
8000

