

PHILIPS

NIVEA

FOR MEN

NIVEA FOR MEN
Rasierer

mit Batterieanzeige

HS8020



Sanfte Rasur, gesunde Haut

Spendersystem für Rasieremulsion

NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt über die Scherköpfe auf die Haut aufgetragen und spendet so während der Rasur Feuchtigkeit. Die Rasieremulsion enthält Kamilleextrakte und Vitamine zum Schutz vor Hautirritationen.

Feuchtigkeitsspendende und glatte Rasur

- NIVEA FOR MEN Conditioner-Spendersystem

Leichtes Nachfüllen mit Rasieremulsion

- Integriertes Kartuschen-Nachfüllsystem

Hautpflegesystem

- Flex-Tracker System

Ausgezeichnete Gleitfähigkeit

- Gleitringe

Auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet

- Nassgebrauch

Besonderheiten

Conditioner-Spendersystem




Die hautpflegende NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt auf der Haut verteilt.

Integriertes Kartuschen-Nachfüllsystem




Sie können die NIVEA FOR MEN Rasieremulsion direkt aus der Nachfülldose in den NIVEA FOR MEN Rasierer von Philips pumpen.

Flex-Tracker System



Der Flex-Tracker passt sich automatisch den Gesichtskonturen an und verhindert somit Hautirritationen.

Gleitringe



Die Scherköpfe sind mit innovativen Gleitringen ausgestattet, die den Rasierer sanft über das Gesicht gleiten lassen.

Nassgebrauch



Rasieren unter der Dusche spart Zeit und gibt Ihnen das frische Gefühl einer Nassrasur.

Daten

Rasiersystem

NIVEA FOR MEN Conditioner-Spendersystem
Integriertes Kartuschen-Nachfüllsystem
Flex-Tracker System
Gleitringe
Waschbar
Ersatz-Schereinheit: HS85
Nachfülldose Shaving Conditioner: HS800
Lift & Cut-System
Automatische Conditioner-Dosierung
Silent Power
Nassgebrauch

Leistungs-System

Wiederaufladbar
Ladezeit: 8 Stunde(n)
Rasierdauer: 30 Minute(n)
Automatische Auswahl: 100 - 240 V
Lithium-Ionen-Akku

Elektronische Ausstattung

Elektronischer Ein-/Ausschalter
Taste für elektronisches Conditioner-Spendersystem
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ladekontrollanzeige

Ausführung

Lackierung
Rutschfestes Bedienfeld: Gummi

Zubehör

Ladestation
Netzteil: HQ8500
Schutzkappe
Schnellstartbroschüre
Papierzufuhr: Bedienungsanleitung, Garantieschrift
Probedose Shaving Conditioner: 28 ml

Verpackung

Blister
Fusionsbox

