

# PHILIPS

## sonicare

Testine standard

ProResults


Confezione doppia

Misura standard

Ad aggancio

Pulizia totale

HX6012/07



## Prestazioni superiori.\* Qualità garantita.

### Prestazioni e valore superiori

In qualità di prodotto di punta, la testina Philips Sonicare ProResults è ideale per i consumatori Philips Sonicare vecchi e nuovi che desiderano continuare l'autentica esperienza di pulizia Sonicare a un valore incredibile.

#### **Pulizia accurata della bocca**

- Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

#### **Design per prestazioni ottimali**

- Prestazioni ottimali Philips Sonicare
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

#### **Dimostrata una migliore igiene orale**

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

#### **Testina compatibile con spazzolini diversi**

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

## In evidenza

### Prestazioni ottimali



Questa testina Philips Sonicare è sagomata per adattarsi in modo naturale alla forma dei denti e per pulire le zone difficili da raggiungere.

### Rimuove la placca fino a 2 volte in più



Questa testina rimuove fino a 2 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

### Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle spazzole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

### Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

### Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

### Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu, ti indicano quando è arrivato il momento della sostituzione poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

## Specifiche

### Accessori inclusi

Testine: 2 ProResult standard

### Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio  
Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 Plaque Control, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

### Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Standard

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

### Benefici

Rimozione della placca: Rimuove fino a 2 volte più placca\*

### Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

