



Testine standard

- Confezione doppia
- Dimensioni standard
- Ad aggancio
- Pulizia totale

HX6012/07

## Prestazioni superiori.\* Qualità garantita.

Prestazioni e valore superiori

In qualità di prodotto di punta, la testina Philips Sonicare ProResults è ideale per i consumatori Philips Sonicare vecchi e nuovi che desiderano continuare l'autentica esperienza di pulizia Sonicare a un valore incredibile.

### Vantaggi

#### Pulizia accurata della bocca

- Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

#### Design per prestazioni ottimali

- Prestazioni ottimali Philips Sonicare
- Progettata per ottimizzare il movimento sonico
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace

#### Dimostrata una migliore igiene orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

#### Testina compatibile con spazzolini diversi

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

**PHILIPS**



## ProResults

Peso lordo	0,50 Kg
EAN	18710103633072
Numero di confe- zioni consumatori	10

\* rispetto a uno spazzolino manuale



Dati soggetti a modifiche  
2017, Luglio 24

Version: 6.0.1  
EAN: 08710103633075

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)