

PHILIPS


sonicare

Soniske
standardtandbørstehoveder

ProResults

3-pak

HX6013



Ren hele vejen rundt

Større overflade og formede børster renser og masserer tænder og tandkød grundigt.

Helt ren fornemmelse i munden

- Vinklede, radial-trimmede børstehår udvider det dækkede område
- Konturformede børstehår passer til dine tænders naturlige form
- Børstehoveddesignet maksimerer sonisk bevægelse

Designet til at optimere ydeevnen

- Børsteindikator sikrer, at du opnår en effektiv rensning

Et børstehoved, der passer til flere forskellige håndtag

- Børstehoved, der klikkes på

Vigtigste nyheder

Børstehoved, der klikkes på



Nem udskiftning af børstehoved og rengøring af håndtag

Vinklet radial-trimmede børstehår



Den buede overflade, der skabes af de vinklede radial-trimmede børstehår, er med til at holde kontakt med tændernes og tandkødets overflade, efterhånden som børstehovedet drejer, hvilket dækker et større område, uden at øge størrelsen af børstehovedet.

Konturformede børstehår



Børstehårene er trimmet i et kurvet mønster for at passe til tændernes naturlige form. Toppe og dale langs med børstehovedet er ergonomisk


udformet til at følge tændernes placering og passe ind mellem tænderne, så det er mindre sandsynligt ikke at nå de steder, når du børster.

Maksimer rensningsydelsen



Gennemtænkt design og præcis konstruktion sikrer, at du får en grundig rensning, når dette børstehoved kombineres med sonisk bevægelse og fleksible børsteindstillinger.

Børsteindikator



Børsteindikatoren viser dig, når det er tid til at udskifte børstehovedet. Efter tre måneders normal brug begynder børstehårene at vise tegn på slitage, og børstehovedet bliver mindre effektivt. Udskift dit børstehoved hver 3. måned.

Specifikationer

Brugervenlig

Velegnet til disse modeller: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

Tekniske specifikationer

Driftstid: Vi anbefaler nyt børstehoved hver tredje måned af hensyn til optimale resultater.
Udskiftning: Børste-indikatorer, der falmer, når det er tid til udskiftning

Vægt og dimensioner

Dimensioner for børstehovedemballage: 21,6 h x 7,0 b x 2,2 d cm
Vægt for børstehovedemballage: 0,056 kg

Medfølgende dele

Hygiejnisk beskyttelseshætte: 3 stk.

Funktioner

ProResults-børstehoved

Ekstra funktioner

Konturbørstehoved

