

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

ProResults


confezione da 3 pezzi

Dimensioni standard

Ad aggancio

Pulizia totale

HX6013



Prestazioni superiori.* Qualità garantita. Prestazioni e valore superiori

In qualità di prodotto di punta, la testina Philips Sonicare ProResults è ideale per i clienti Sonicare vecchi e nuovi che desiderano continuare l'autentica esperienza di pulizia Sonicare a un valore incredibile.

Pulizia accurata della bocca

- Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Design per prestazioni ottimali

- Prestazioni ottimali Philips Sonicare
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Dimostrata una migliore igiene orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina adatta a impugnature diverse

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 3 ProResults standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 per la salute delle gengive, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Standard

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Dimensioni: Standard

Benefici

Rimozione della placca: Rimuove fino a 2 volte più placca*

Qualità e prestazioni

Ricambio: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

