

PHILIPS

sonicare

Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

ProResults

8-pack

Standardstorlek

Klickfäste

Allmän rengöring

HX6018/07



Överlägsen prestanda.* Garanterad kvalitet. Överlägsen prestanda med överlägset värde

Philips Sonicare ProResults är ett av våra bästa tandborsthuvuden och passar perfekt för både nya och för vana Sonicare-användare som helt enkelt vill ha den äkta Sonicare-rengöringen till ett otroligt värde.

Helt och hållet ren känsla i munnen

- Tar bort upp till 2 gånger mer plack än manuella tandborstar

Utformad för optimalt resultat

- Optimerat Philips Sonicare-resultat
- Påminnelseborststrån garanterar den effektivaste rengöringen
- Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Ger bevisat bättre munhälsa

- Del av en bättre rutin för munhälsa

Ett borsthuvud som passar på flera handtag

- Fungerar med alla Philips Sonicare-tandborstar


Funktioner

Optimerat resultat



Den här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har en särskild profil som passar tändernas form och gör det enklare att rengöra på svåråtkomliga ställen.

Tar bort upp till 2x mer plack



Det här borsthuvudet tar bort upp till dubbelt så mycket plack som manuella tandborstar

Maximerade soniska rörelser



Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Borsthuvudsystem med klickfäste




Det här borsthuvudet klickas på och av borsthandtaget, vilket ger en säker passform, enkelt underhåll och enkel rengöring. Det passar för alla Philips Sonicare-tandborsthandtag utom PowerUp Battery och Essence.

Bättre munhälsa



Precis som alla Philips Sonicare-borsthuvuden är det här borsthuvudet säkert för tänderna och tandköttet. Varje borsthuvud har kvalitetstestats för exceptionell prestanda och hållbarhet.

Påminnelseborststrån



Vid första anblicken är det kanske inte uppenbart men borsthuvuden förlorar fastheten och slits gradvis ned under flera månader av normal användning. Våra blå påminnelsestrån bleknar och blir vita, så att du märker när det är dags att byta ut borsthuvudet. Om du vill ha optimala resultat byter du borsthuvud var tredje månad.

Specifikationer

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 8 ProResults, standard

Kompatibilitet

Borsthuvudsystem: Klickfäste

Lämpligt för dessa modeller: HealthyWhite+, 2-serien för plackkontroll, 3-serien för friskt tandkött, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Design och finish

Borsthårdhet: Medium

Färg: Vit

Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks

Storlek: Standard

Hälsöfördelar

Plackborttagning: Tar bort upp till dubbelt så mycket plack*

Kvalitet och prestanda

Byte: Var tredje månad

Testad: för optimal användning

