

PHILIPS

sonicare

Testine Philips
Sonicare Mini

ProResults


Confezione doppia

Dimensione mini

Ad aggancio

Pulizia totale

HX6022/07



Prestazioni superiori.* Qualità garantita.

Prestazioni e valore superiori

In qualità di prodotto di punta, la testina Philips Sonicare ProResults è ideale per i consumatori Philips Sonicare vecchi e nuovi che desiderano continuare l'autentica esperienza di pulizia Sonicare a un valore incredibile.

Design per prestazioni ottimali

- Prestazioni ottimali Philips Sonicare
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Dimostrata una migliore igiene orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina adatta a spazzolini diversi

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

In evidenza

Prestazioni ottimali



Questa testina Philips Sonicare è sagomata per adattarsi in modo naturale alla forma dei denti e per pulire le zone difficili da raggiungere.

Movimento sonico ottimizzato



Le testine Philips Sonicare rappresentano il punto chiave della tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono oltre 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonora diffonde l'energia in tutto l'apparecchio, creando un'azione fluida e dinamica che fa penetrare i liquidi negli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia superiore e delicata, sempre.

Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu, ti indicano quando è arrivato il momento della sostituzione poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 ProResult Mini

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio
Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 Plaque Control, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Standard

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Dimensioni: Mini

Benefici

Rimozione della placca: Aiuta a rimuovere la placca

Qualità e prestazioni

Ricambio: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

