

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

DiamondClean

Pacco da 2

Dimensioni standard

Ad aggancio

Pulizia totale, denti più bianchi



HX6062

Pulizia impeccabile* per denti più bianchi. Pulizia avanzata per denti più bianchi, senza macchie

La testina DiamondClean è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti bianchi e senza macchie. La testina consente anche di mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro.

Per una rimozione ottimale della placca

- Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Design per prestazioni ottimali

- Denti più bianchi in una sola settimana
- Le setole disposte a forma di diamante consentono uno sbiancamento avanzato
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Dimostrata una migliore igiene orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina adatta a impugnature diverse

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare


In evidenza

Denti più bianchi in una sola settimana



La testina Philips Sonicare DiamondClean rimuove fino al 100% di macchie in più, per denti più bianchi in soli 7 giorni.

Esclusive setole disposte a forma di diamante



Questa testina Philips Sonicare è dotata di cuscinetto e innumerevoli setole disposte a forma di diamante in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Disponibile anche in dimensione mini, per una pulizia più precisa.

Rimuove la placca fino a 7 volte in più



La testina DiamondClean Philips Sonicare è clinicamente testata e, in sole quattro settimane di utilizzo, rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Movimento sonico ottimizzato



Le testine Philips Sonicare rappresentano il punto chiave della tecnologia ad alta frequenza e ampiezza, in quanto eseguono oltre 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa tecnologia sonora diffonde l'energia in tutto l'apparecchio, creando un'azione fluida e dinamica che fa penetrare i liquidi negli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia superiore e delicata, sempre.

Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu, ti indicano quando è arrivato il momento della sostituzione poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 DiamondClean standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 per la salute delle gengive, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Standard

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Dimensioni: Standard

Benefici

Salute delle gengive: Aiuta a migliorare la salute delle gengive

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte

più placca*

Sbiancamento: Denti più bianchi in una sola settimana

Qualità e prestazioni

Ricambio: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

