

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
4300

Sensore di pressione integrato

1 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6848/92



Denti più bianchi. Con delicatezza. Sbianca i denti in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Migliore igiene orale dimostrata

- Denti bianchi in una sola settimana

Tecnologia innovativa

- Migliora la salute delle gengive in sole due settimane
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale
- I pazienti ottengono il massimo dalla loro testina
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

Progettato su misura per il tuo paziente

- Un ottimo modo per i pazienti di abituarsi al loro spazzolino
- Incoraggiamento a una pulizia accurata

Aiuta a migliorare l'igiene orale dei pazienti

- Capsule, corone o zone sensibili? Nessun problema.

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi




Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Sicuro e delicato




Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Timer utili



Il nostro QuadPacer permette ai pazienti di sapere quando hanno dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer indica loro quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Migliora la salute delle gengive



La testina InterCare è dotata di innumerevoli setole extra lunghe di alta qualità per eliminare la placca che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole due settimane.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle spazzole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Tecnologia BrushSync




Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Pressione eccessiva?




Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.

Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma noi abbiamo la soluzione per questo: la nostra tecnologia di riconoscimento intelligente monitora da quanto tempo e con quale frequenza i pazienti stanno utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico glielo fa sapere. In questo modo, avranno sempre la certezza che la loro testina stia pulendo sempre in modo efficace.

Programma Easy-Start



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start offre ai pazienti la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del loro nuovo spazzolino.

Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

2 intensità: Bassa, Alta

Accessori inclusi

Impugnatura: 1 ProtectiveClean

Testine: 1 W2c Optimal White compact, 1 ic

InterCare compatta, 1 Sensitive standard

Caricabatterie: 1

Aspetto e finitura

Colore: Bianco e blu medio

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane, Aiuta a ridurre

il rischio di carie

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Timer: SmartTimer e Quadpacer

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

