

PHILIPS

sonicare

Testine Philips
Sonicare Standard

InterCare

Confezione doppia

Misura standard

Ad aggancio

Pulizia degli spazi interdentali

HX9002/07



Pulizia superiore* anche negli spazi interdentali.
Pulizia anche degli spazi interdentali e delle zone difficili da raggiungere

La testina Philips Sonicare InterCare è perfetta per eliminare la placca depositata negli spazi interdentali, curare le gengive infiammate e sfoggiare un sorriso bello e sano.

Migliore rimozione della placca e condizione delle gengive

- Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Design per prestazioni ottimali

- Per una migliore condizione delle gengive in sole due settimane
- Progettata per raggiungere in profondità gli spazi interdentali
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Migliore igiene orale dimostrata


- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina adatta a impugnature diverse

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

In evidenza

Per migliorare le condizioni delle gengive in due settimane



E' dimostrato che la testina Philips Sonicare InterCare riduce il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole 2 settimane.

Per raggiungere in profondità gli spazi interdentali



Questa testina Philips Sonicare è dotata di setole particolarmente lunghe e ad alta densità per raggiungere la placca nascosta in profondità negli spazi interdentali e in altre zone difficili da pulire. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni mini, per una pulizia più precisa.

Rimuove la placca fino a 7 volte in più



E' dimostrato che la testina Philips Sonicare InterCare rimuove fino a 7 volte più placca negli spazi interdentali rispetto a uno spazzolino manuale dopo sole quattro settimane di utilizzo.

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu, ti indicano quando è arrivato il momento della sostituzione poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 InterCare standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 Plaque Control, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: Bianco

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Benefici

Condizioni delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive in due settimane

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

