

PHILIPS

sonicare

Vitare tänder på en vecka

DiamondClean

5 lägen och två tandborsthuvuden

3 veckors batteritid

Induktionsladdning i glas

60 dagars pengarna-tillbaka garanti



HX9332/04



Vitare, hälsosammare tänder livet ut Testvinnare¹ och prisbelönad design²!

Eltandborsten Philips Sonicare DiamondClean hjälper dig att få vitare tänder på bara en vecka. Den tar bort upp till 7 gånger mer plack än en manuell tandborste. Långsmala borsthuvudet kommer åt även längst bak i munnen. Unik glasladdare och exklusiv reseetui med USB-laddare ingår. Testa i 60 dagar!

¹Testvinnare i tidningen Metro (2012), Årets Groomingverktyg i tidningen Café (2013) mm. ²Reddot Design Award (2012), If Design Award (2012) mm.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Tar bort upp till 7x mer plack än manuella tandborstar
- Förbättrar munhälsan på bara två veckor
- Ger dig dubbelt så vita tänder än en vanlig tandborste
- Läget för skonsam borstning: Skonsam rengöring av tänder och tandkött
- Philips Sonicare-tandborsten gör tänderna vitare

ger en överlägsen rengöring

- Sonicare DiamondClean borsthuvud för vitare tänder
- Sonicares dynamiska rengöring för in vätska mellan tänderna

Utformad för dig


- Dubbelt laddningssystem: laddningsglas och resefodral.

Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer

- Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning
- Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Funktioner

Tar bort upp till 7x mer plack




Tar bort upp till 7 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen än manuella tandborstar.

Förbättrar munhälsan



Eltandborsten från Philips Sonicare rengör optimalt mellan tänderna och längs tandköttskanten, och förbättrar munhälsan på bara två veckor. Ger överlägsen rengöring mellan tänderna och tar bort avsevärt mer plack än en manuell tandborste.

Dubbelt så vita tänder




Ger dig upp till dubbelt så vitare tänder än en vanlig tandborste på bara 1 vecka. Tar bort upp till 100 % fler fläckar och ger vitare tänder på bara 1 vecka.

DiamondClean borsthuvud



DiamondCleans tandborsthuvuden, Philips Sonicares bästa borsthuvud för vitare tänder, har diamantformade borststrån som effektivt men skonsamt tar bort ytläckar och skrapar bort plack. Tar bort fläckar som bildas från kaffe, te, rött vin, cigaretter och tobak på bara 1 vecka.

Patenterad sonisk teknologi



Sonicares eltandborste ger dig fler borströrelser per minut än vad din manuella tandborste gör på en månad. Vår soniska teknologi pressar vatten och tandkräm in mellan tänderna och in under tandköttskanten vilket skonsamt och effektivt rengör hela munnen, inte enbart tandytan.

Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
Tandköttsvård: Masserar tandkötet varsamt
Polera: Gör tänderna vita och rena
Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och tandkött
Vit: Tar bort missfärgningar

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DiamondClean
Borsthuvuden: 1 DiamondClean, kompakt, 1 DiamondClean, standard
Laddarglas: 1
Resefodral: USB-laddare

Design och finish

Färg: Keramisk vit

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag/min
Prestanda: Tar bort upp till 100 % mer plack
Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor
Fördelar med vitare tänder: Dubbelt så vitare tänder
Timer: Smartimer och Quadpacer

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på
Borstningstid: Upp till 3 veckor**
Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets livslängd
Handtag: Tunn, ergonomisk design
Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar
Batterityp: Litiumjon
Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

