

PHILIPS

Cartouche de nettoyage

Lot de 3

Nettoie

Lubrifie

Rafrâchit



JC303/50



Un rasoir comme neuf

Pour tous les systèmes SmartClean

Pratique, la cartouche de nettoyage du système SmartClean permet de nettoyer, lubrifier et rafraîchir votre rasoir, pour la sensation d'un appareil neuf jour après jour.

Pour obtenir le meilleur de votre rasoir

- Le système double filtre nettoie les poils, la mousse et le gel
- La lubrification active réduit la friction et l'usure des lames

Pour un rasage frais et hygiénique

- Nettoie jusqu'à 10 fois plus efficacement que l'eau
- Formule respectant la peau, pour un rasage frais et hygiénique
- Laisse vos têtes de rasage délicatement parfumées

Pratique et facile à utiliser


- Nettoie efficacement les rasoirs utilisés avec de la mousse et du gel
- 9 mois de nettoyage pratique
- Pour tous les systèmes SmartClean



asimpleswitch.com

Points forts

Système double filtre



Le système double filtre nettoie les poils, la mousse et le gel. Le double filtre unique empêche les poils d'obstruer les têtes de rasage, pour des performances de rasage optimales.

Lubrification active



La lubrification active réduit la friction et l'usure des têtes de rasage et des lames, pour un rasoir comme neuf plus longtemps.

Plus efficace que l'eau



Le système DualFiltration et la lubrification active permettent d'obtenir un rasoir jusqu'à 10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau.

Formule respectant la peau



La formule sans alcool respecte la peau et la protège contre les irritations, pour un rasage frais et hygiénique.

Parfum frais



Le nouveau liquide de la cartouche SmartClean est doté d'une formule unique et d'un parfum agréable. Il nettoie de façon hygiénique votre rasoir, tout en laissant un parfum frais sur vos têtes de rasage.

Nettoie la mousse et le gel



Le SmartClean avec cartouches de nettoyage de Philips est le premier système de nettoyage pour rasoir qui nettoie efficacement les rasoirs utilisés avec du gel ou de la mousse.

Pour 9 mois d'utilisation



Une cartouche de nettoyage Philips permet jusqu'à 3 mois d'utilisation hebdomadaire. Ce lot de 3 vous offre donc 9 mois de nettoyage.

Pour tous les systèmes SmartClean



Les cartouches de nettoyage sont adaptées à tous les rasoirs dotés du système SmartClean.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Accessoires inclus

Cartouche de nettoyage: 3 Pièce(s)

Capacité

Cartouche de nettoyage: 3 x 170 ml

