

MICRO CHAINE CD TIROIR

MC 165



Caractéristiques Techniques

- ▶ CD TIROIR
- ▶ AMPLIFICATEUR DE 2 X 18 W EFFICACES
- ▶ TUNER DIGITAL RDS 30 PRESELECTIONS
- ▶ ENCEINTES BASS REFLEX
- ▶ SURAMPLIFICATION DES BASSES (DBB)
- ▶ INCREDIBLE SURROUND*
- ▶ DSC
- ▶ TELECOMMANDE 23 TOUCHES
- ▶ COMPATIBLE CD-RW

Date d'introduction

MAI 1999



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

CD tiroir
Convertisseur Numérique/Analogique Bitcheck
Programmable 20 plages
Lecture aléatoire des plages
Saut de plage avant/arrière
Recherche avant/arrière dans la plage
Affichage du nombre de plages, du temps total du disque, du n° et du temps passé de la plage en cours

TUNER

RDS (nom, programme type, texte, horloge, news)
30 présélections (GO/FM)
Programmation automatique ou manuelle

AMPLIFICATEUR

Amplificateur 2 x 18 W RMS/4 /1 kHz/THD = 10 %
DBB (suramplification des basses)
DSC (jazz, classic, pop et optimal)
*Incredible Surround (élargissement de l'effet stéréophonique du spectre sonore)
Fonction mute

TIMER

Affichage de l'heure
Mise à l'heure par l'information RDS
Réveil par CD/tuner
Fonction arrêt programmable

CONNEXIONS

Sortie casque stéréo : jack 3,5 mm
Sortie enceintes : attache rapide
Entrée auxiliaire : cinch
Entrée FM : RCA 75 W
Sortie subwoofer : cinch

ENCEINTES

Système Bass Reflex
Woofer : Ø 7,5 cm
Connecteurs : attache rapide
Dimensions L x H x P : 130 x 156 x 190 mm
Face avant détachable

GENERALITES

Télécommande : 23 touches
Mode démo
Dimensions :
système L x H x P : 140 x 163 x 225 mm
emballage L x H x P : 416 x 242 x 328 mm
Poids :
produit : 5,3 kg
emballé : 6,5 kg
emballage L x H x P : 416 x 242 x 328 mm

CODE EAN

8710101362724

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



PHILIPS