

MICRO CHAINE CD TIROIR

MC 175



### Caractéristiques Techniques

- ▶ CD TIROIR
- ▶ AMPLIFICATEUR DE 2 X 18 W EFFICACES
- ▶ TUNER DIGITAL RDS 30 PRESELECTIONS
- ▶ ENCEINTES BASS REFLEX BOIS
- ▶ SURAMPLIFICATION DES BASSES (DBB)
- ▶ INCREDIBLE SURROUND
- ▶ DSC
- ▶ TELECOMMANDE 23 TOUCHES

Date d'introduction

JANVIER 1999



**PHILIPS**

*Faisons toujours mieux.*

## LECTEUR CD

CD tiroir  
Convertisseur Numérique/Analogique Bitcheck  
Programmable 20 plages  
Lecture aléatoire des plages  
Saut de plage avant/arrière  
Recherche avant/arrière dans la plage  
Affichage du nombre de plages, du temps total du disque, du n° et du temps passé de la plage en cours

## TUNER

RDS (Nom, Programme type, Texte, Horloge, News)  
30 présélections  
Programmation automatique ou manuelle

## AMPLIFICATEUR

Amplificateur 2 x 18 W RMS/4 /1 kHz/THD = 10 %  
DBB (suramplification des basses)  
DSC (jazz, classic, pop et optimal)  
Incredible Surround

## TIMER

Affichage de l'heure  
Mise à l'heure par l'information RDS  
Réveil par CD/tuner  
Fonction arrêt programmable

## CONNEXIONS

Sortie casque stéréo : jack 3,5 mm  
Sortie enceintes : attache rapide  
Entrée auxiliaire : cinch  
Entrée FM : RCA 75  
Sortie subwoofer : cinch

## ENCEINTES

Système Bass Reflex  
Woofer : Ø 7,5 cm  
Connecteurs : attache rapide  
Dimensions L x H x P : 130 x 156 x 178 mm  
Face avant détachable

## GENERALITES

Télécommande : 23 touches  
Mode démo  
Dimensions totales  
L x H x P : 140 x 156 x 230 mm  
Poids avec enceintes : 7 kg  
Poids sans enceintes : 5,6 kg  
Dimensions emballage : 416 x 246 x 338 mm

## CODE EAN

8710101353074

