

Philips  
Multimedia-  
Lautsprecher 2.0

MMS321



# Atemberaubender Sound und Stil

## Leistungsstarke Basstreiber

Der MMS 321 bietet Qualität auf allen Ebenen – von den Mylar-Hochtönern bis zu den starken Basstreibern. Sie erhalten Subwoofer-Sound über lediglich zwei Lautsprecher im leistungssteigernden Edelstahl-Design.

### Ultimative Bassleistung

- Leistungsstarke Basstreiber
- Dynamic Bass Boost – Genießen Sie einen besonders tiefen und satten Bass.

### Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

- Ideal geeignet für MP3, PC, TV CD und mehr

### Überzeugende Multimedia- und Soundeffekte

- Hochtöner aus Mylar für High Definition-Sound
- Aluminium-Treiber mit hochfesten Neodym-Magneten

### Modernes Design

- Edelstahl-Design und -Standhalterung – Leistung und Stil in Einem

# PHILIPS

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 50 bis 20.000 Hz
- Musikleistung: 80 W
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 20 W
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung
- Kabel: Feste Kabel
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Treble Boost
- Bassoptimierung
- Bassverstärkung: Dynamic Bass Boost
- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Neodymmagnet-System
- Aluminiumkonus
- CD-Hochtöner
- Mylar Dome
- 2 x 50-mm-Woofer: Aluminium

## Anschlüsse

- Kabellänge: 1,8 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo

## Komfort

- Stromanzeige

## Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

## Verpackungsinhalt

- Anzahl der Satelliten: 2
- Verstärker
- 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung

## Verpackungsdaten

- Menge: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
- Bruttogewicht: 3,5 kg
- Länge: 326 mm
- Breite: 176 mm
- Höhe: 309 mm
- 12NC: 908210004468
- Eigengewicht: 0,5 kg

## Außenkarton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
- Menge: 2
- Länge: 369 mm
- Breite: 346 mm
- Höhe: 329 mm
- 12NC: 908210004468
- Bruttogewicht: 8,54 kg
- Eigengewicht: 0,9 kg



# Besonderheiten

## Leistungsstarke Basstreiber

Das außergewöhnliche Design vermittelt Ihnen über lediglich zwei kompakte Lautsprecher ein echtes Subwoofer-Gefühl. Der Subwoofer verfügt über eine ausgereifte Technik und wurde in die Lautsprecher integriert.

## Dynamic Bass Boost

Diese innovative Technologie sorgt auch im Bereich der kompakten Lautsprecher für einen unglaublich tiefen und satten Bass. Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen.

## Ideal geeignet für MP3, PC, TV und mehr

Sie können die Lautsprecher an alle Geräte anschließen: MP3-Player, PC, Fernseher, CD, DVD und andere Multimedia-Geräte. So macht Musik hören Spaß.

## Mylar-Hochtöner

Das außergewöhnliche Material Mylar, das für die Dual-Kalotten-Hochtöner eingesetzt wird, garantiert eine umwerfende Sound-Leistung – Musik wird lebendig, und Filme erhalten den ihnen zugehenden Klang, da das gesamte Spektrum der hohen Töne perfekt wiedergegeben wird.

## Aluminium-Treiber

Diese Aluminium-Treiber sind mit hochfesten Neodym-Magneten ausgestattet. Hochwertige Materialien und optimiertes Design garantieren gleichmäßige Leistung über das gesamte Audiospektrum

## Edelstahl-Design und -Standhalterung

Das elegante Gehäuse und die Lautsprecher-Standhalterung sind aus Edelstahl, wodurch die Lebensdauer und die Optik des Produkts verbessert werden – eine elegante Art, die hervorragende Audio-Leistung Ihrer Lautsprecher zu steigern.



Ausstellungsdatum  
2013-05-10

Version: 5.2.11

12 NC: 9082 100 04468  
EAN: 87 10895 88233 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)