



Testina di ricambio

- Testina per pelli sensibili
- Pulizia profonda del viso

MS591/50

## Pulizia profonda e delicata

Per pelli normali e sensibili

La spazzolina per pelli sensibili raggiunge ogni area del viso e rimuove delicatamente grasso, sporco e cellule morte per una pelle pulita e liscia.

### Vantaggi

#### Pulizia quotidiana profonda

- 32.000 setole soffici per raggiungere qualsiasi punto
- Usalo al mattino o alla sera per migliorare la tua routine quotidiana

#### Studiato per pelli normali e sensibili

- Setole dal design specifico, per una pulizia comoda

#### Semplicità d'uso

- Sostituzione consigliata della testina ogni 3 mesi per una maggiore igiene
- Compatibilità con VisaPure Men e i rasoi con testine di pulizia SmartClick

**PHILIPS**


## Caratteristiche

### In grado di raggiungere qualsiasi punto



La testina per pelli sensibili è dotata di 32.000 setole morbide con un diametro di 50 micron, che puliscono anche le zone del viso più difficili da raggiungere.

### Ottimizza la tua routine quotidiana




Le setole dal design esclusivo sono adatte per l'utilizzo due volte al giorno

### Ideata per pelli sensibili



Le 32.000 setole morbide e sottili sono dotate di punte dal design esclusivo; ciò consente una pulizia confortevole, ma profonda, adatta alle pelli sensibili.

### Sostituisci le testine ogni 3 mesi



Per preservare l'igiene del tuo VisaPure MEN, sostituisci la testina ogni 3 mesi inserendone semplicemente una nuova.

### Compatibilità

La spazzola per la pulizia del viso SmartClick SH575 e le spazzole per la pulizia del viso del Philips Shaver serie 9000, 7000 e 5000 sono compatibili con Philips VisaPure Men.

## Specifiche

*Il presente è un opuscolo preventivato. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.*

### Pulizia

Lavare con acqua e sapone delicato      Asciugare la spazzolina con un asciugamano

Paese di origine      CN  
Codice del sistema armonizzato      960329

### Compatibilità

Adatto per il modello      SmartClick: spazzola RQ585  
SmartClick: spazzola SH575  
Gamma VisaPure MEN (MS50xx)

### Cartone interno

Numero di confezioni consumatori      3  
Lunghezza      17,10 cm  
Larghezza      5,90 cm  
Altezza      6,10 cm  
Peso lordo      0,12 Kg  
GTIN/EAN/EAN      28710103660839

### Manutenzione

Sostituisci la testina ogni 3 mesi      Sì

### Scatola esterna

Lunghezza      35,60 cm  
Larghezza      25,60 cm  
Altezza      32,90 cm  
Peso lordo      5,18 Kg  
EAN      18710103660832  
Numero di confezioni consumatori      120

### Dimensioni dell'imballo

Altezza      5,30 cm  
Larghezza      5,50 cm  
Profondità      5,50 cm  
Peso netto      0,02 Kg  
Peso lordo      0,03 Kg  
EAN      08710103660835  
Numero di prodotti inclusi      1



Dati soggetti a modifiche  
2018, Maggio 31

Version: 9.0.1  
EAN: 08710103660835

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)