



Ersatz-Bürstenkopf

- Peeling-Bürstenkopf
- Entfernung toter Hautzellen

MS592/50

Sanftes Peeling

Für alle Hauttypen

Die Peelingbürste entfernt abgestorbene Hautzellen gründlich, damit Ihre Haut frisch und rein ist.

Produktübersicht

Sanftes wöchentliches Peeling

- 9.600 dicke Fäden für sanftes Peeling
- Wöchentliche Verwendung für frisch aussehende Haut

Für alle Hauttypen geeignet

- Einzigartiges Fadendesign für effektive Entfernung abgestorbener Hautzellen


Einfache Bedienung

- Ersetzen Sie den Bürstenkopf alle 6 Monate für eine hygienischen Verwendung
- Kompatibel mit VisaPure Men und SmartClick-Rasierer-Aufsätzen

PHILIPS

Besonderheiten

Für optimale Behandlung



Die Peelingbürste verfügt über 9.600 dicke Borsten mit einem Durchmesser von 100 µm, die abgestorbene Hautzellen selbst an schwer erreichbaren Stellen in Ihrem Gesicht entfernen.

Wöchentlicher Genuss für Ihre Haut



Die speziell entwickelten Borsten sind für den wöchentlichen Gebrauch geeignet.

Entwickelt für Peeling



Die 9.600 dicken Borsten verfügen über ein einzigartiges Design für das Peeling: die kürzeren Borsten führen ein sanftes Peeling durch, die längeren entfernen effektiv tote Hautzellen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Pflege

Mit Wasser und milder Seife abwischen

Bürste mit einem Handtuch trocknen

Wartung

Tauschen Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate aus. Ja

Kompatibilität

Eignet sich für Produkttyp:

SmartClick-Bürste RQ585
SmartClick-Bürste SH575
VisaPure MEN Sortiment (MS50XX)



Ausstellungsdatum
2018, Mai 25

Version: 12.0.1
EAN:

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com

Bürstenköpfe alle 6 Monate austauschen



Damit Ihr VisaPure MEN hygienisch bleibt, tauschen Sie den Peeling-Bürstenkopf spätestens alle 6 Monate aus, indem Sie einfach einen neuen Ersatz-Bürstenkopf auf Ihren VisaPure MEN setzen.

Kompatibilität

Kompatibel mit Philips VisaPure Men, SmartClick-Gesichtsreinigungsbürste SH575 und Gesichtsreinigungsbürsten der Philips Shaver Series 9000, 7000 und 5000.