

# MX 732

## KIT DOLBY SURROUND PROLOGIC

# MX 732

### LE "DOLBY SURROUND PROLOGIC" EN 1 SEULE FOIS :

- ▶ AMPLI-TUNER RDS 30 PRESELECTIONS
- ▶ 5 ENCEINTES
- ▶ OPTION SUBWOOFER
- ▶ TELECOMMANDE A/V 48 TOUCHES



*Faisons toujours mieux.*

Date d'introduction  
AVRIL 1997



# PHILIPS

## AMPLIFICATEUR

2 x 60 W RMS / 8 / 1 KHz / THD = 0,7 % en mode Stéréo

2 x 60 W + 60 W + 60 W RMS / 8 / 1 KHz / THD = 0,7 % en mode Dolby Surround Prologic

Réponse en fréquence 10 Hz / 100 KHz à +/- 3 dB

Signal / Bruit > 96 dBA

Delay Surround = 20 ms fixe

Très faible distorsion

Sortie Subwoofer préamplifiée 200 mV / 2 K

## TUNER

Sensibilité 1,7 µV

PO / FM, 30 présélections

RDS (Horloge, Nom station, Type, Texte)

## GENERALITES

Poids : 25,5 Kg

Dimensions : LxHxP : 54 x 65 x 49 cm

## ENCEINTES

|                    | <b>STEREO</b>                   | <b>CENTRALE</b>                     | <b>SURROUND</b>                  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Puissance continue | 50 W RMS                        | 50 W RMS                            | 15 W RMS                         |
| Puissance maxi     | 80 W RMS                        | 100 W RMS                           | 60 W Protection thermique        |
| Impédance          | 6                               | 6                                   | 6                                |
| Type               | 3 voies, Bass Reflex, Click fit | 2 voies, close, cordon fixe L = 3 m | 1 voie, close, cordon fixe L=8 m |
| Woofer             | Ø 13,5 cm                       | 2 x 10 cm                           | Ø7,5 cm                          |
| Tweeter            | Ø 6,5 Piezo                     | Ø 3 cm Polydom                      | -                                |
| Dimensions LxHxP   | 21 x 31 x 25 cm                 | 40 x 16 x 15,2 cm                   | 13,5 x 19 x 90 cm                |
| Poids              | 4 Kg                            | 3,4 Kg                              | 0,8 Kg                           |

Les enceintes Surround sont orientables et prépercées pour fixation murale

