


Philips GoGear
Sportssett

GoGear

PAC015



Ideell til sportsaktiviteter

Philips PAC015 gir deg fleksibel og sikker lytteglede mens du løper eller trener. Bær spilleren med et justerbart og låsbart armbånd uten å miste takten. Bøyeleg og sikker ørekrok forbedrer brukskomforten.

Det ideelle treningssettet

- Komfortabelt sportsarmbånd
- Fleksibel og sikker ørekrok

Kompatibel med

- Philips GoGear SA21xxX/ SA22xx/ SA23xx

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Type:** Dynamisk
- **Magnettype:** Neodym
- **Akustisk system:** Åpen
- **Membran:** Mylar-dome
- **Frekvenssvar:** 20–20 000 Hz
- **Impedans:** 16 Ohm
- **Maksimal inngangseffekt:** 15 mW
- **Følsomhet:** 100 dB
- **Høytalerdiameter:** 15 mm
- **Talespole:** Kobber

Tilkoblingsmuligheter

- **Kontakt:** 3,5 mm stereo
- **Kabellengde:** 1,2 m
- **Kabeltilkobling:** To-parallell, symmetrisk
- **Kontaktoverflate:** Krombelagt
- **Kabeltype:** OFC

Mål

- **Produktvekt (g):** 43 g

- **Mål, blister (BxDxH):** 135 x 39 x 213 mm
- **Emballasje:** Sammenleggbare

Emballasje

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 37558 4

Anvendelighet

- Justerbart elastisk bånd
- Vaskbar tøyeske

Ytre eske

- **Bruttovekt:** 0,745 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 19,9 x 19,6 x 14,6 cm
- **Nettovekt:** 0,2 kg
- **Taravekt:** 0,545 kg

Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** 13,5 x 21,3 x 3,9 cm
- **Bruttovekt:** 0,125 kg
- **Nettovekt:** 0,04 kg
- **Taravekt:** 0,085 kg



Utgivelsesdato
2008-08-25

Versjon: 1.0.1

12 NC: 8670 000 35085
EAN: 87 12581 37558 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com