



Philips
BlueControl

Behandling på 30 minutter

Bærbar lysterapi med blått lys
Klinisk dokumentert effekt
Uten kjemikalier eller kortison



PSK0202

Lysbehandling med blått LED-lys.

Endrer opplevelsen av psoriasisbehandling.

Møt verdens første bærbare lysterapi med blått LED-lys for behandling av mild til moderat plakkpsoriasis. Philips BlueControl er skånsom og UV-fri. Oppdag den klinisk beviste effekten med 90-dagers pengene tilbake-garanti.*

Første behandling av plakkpsoriasis med blått lys

- Skånsom. Vær snill mot huden når du behandler plakkpsoriasis

Skånsom, UV-fri behandling uten kjemikalier

- Effektiv. Opplev en ny og endret psoriasisbehandling.

Symptomene viser signifikant forbedring av plakksymptomer

- Praktisk. Oppnå gode resultater uten å ta deg fri fra vanlige gjøremål.


PHILIPS

BlueControl

Behandling på 30 minutter Bærbar lysterapi med blått lys, Klinisk dokumentert effekt, Uten kjemikalier eller kortison


Høydepunkter

Praktisk



Takket være den innovative designen på den lille batteridrevne enheten kan du dra nytte av klinisk bevist lysterapi med blått LED-lys mens du følger dine vanlige daglige rutiner.* Bare følg tre enkle trinn og lev som vanlig: Fest Philips BlueControl til armen eller benet med tekstilstroppen. Trykk på knappen for å starte behandlingen. Ta en behandling i 30 minutter hver dag per plakk. Prøv lysbehandling med blått LED-lys, og se de positive effektene på psoriasisutslett som rødhet, flassing og skorper – helt uten kjemiske stoffer eller den potensielle risikoen ved ultrafiolett stråling.

Skånsom



Lysterapi med blått LED-lys er UV-fri og trygg å bruke på huden.* Dette skånsomme alternativet gir

effektiv lindring uten behov for salver eller medisiner. Det blå LED-lyset på Philips BlueControl setter i gang de naturlige hudprosessene. Det bidrar til å kontrollere betennelser og den raske celledelingen i huden, samt hjelper huden å fornyes i normalt tempo – noe som har positiv effekt på psoriasisutslett som rødhet, flassing og skorper.* Philips BlueControl er UV-fri og helt uten kjemikalier – studier viser at det blå LED-lyset i Philips BlueControl ikke er skadelig for huden.*

Effektiv



Få kontroll på psoriasisen med denne nyskapende enheten. Behandle plakkutslettene i 30 minutter hver dag i minst fire uker, og du vil merke betydelig forbedring.* Lysterapi med blått LED-lys ved hjelp av Philips BlueControl hjelper hudens fornyelsesprosess ved å bremse den økte produksjonen av hudceller.* Philips BlueControl stimulerer naturlige lindrende prosesser i huden og forbedrer dermed plakksymptomer som flassing og rødhet. Effekten er klinisk bevist.*

PSK0202/10

Spesifikasjoner

Tilbehør

- USB-kabel: Lading
- Ladeadapter: Lading
- Stropp: Fastbinding
- Lader: Med støpsler for EU og Storbritannia
- Oppbevaringsalternativ: Hard bæreveske

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60 Hz
- Type lamper: LED
- Spenning: 100–240 V
- Effektforbruk: 5 W
- Batteri: Oppladbar
- Batteritype: Litium-ION
- Driftstid (full til tom): Opptil fire behandlinger

Sikkerhet og forskrifter

- CE 0344-sertifisert
- UV-fri
- Klassifisering for optisk stråling: Risikogruppe 1 (EN 60601-2-57)
- Innstrålingstetthet: 200 mW/cm² (topp), 40 mW/cm² (gjennomsnittlig)
- Maksimal daglig dose: 90 J/cm² per område
- Medisinsk enhet, klasse IIa
- MDD 93/42/EØS

Logistiske data

- Opprinnelsesland: Nederland

Kliniske tester

- Påvist effekt i tester: Klinisk bevist

Mål og vekt

- Produktmål: B/H/L: 77 x 23 x 125 mm
- Produktvekt: 165 g

Bærbar

- Oppladbart batteri
- Liten, kompakt design
- Strømadaptere (EU og Storbritannia)

Utforming

- Farge, enhet: Hvit
- Stroppdesign: Grå og blå

Lett å bruke

- Behandlingstimer

Ytelse

- Klinisk bevist
- Behandlingstid: 30 minutter per psoriasisutslett

Service

- 90-dagers pengene tilbake-garanti
- Garanti: 2 års begrenset garanti



Utgivelsesdato
2019-07-25

Versjon: 9.0.1

12 NC: 8670 001 32907

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Philips BlueControl er en EU CE-merket medisinsk enhet i klasse IIa for behandling av psoriasis vulgaris. Enheten er for øyeblikket ikke tilgjengelig utenfor EU. Før man endrer reseptbelagte legemidler eller bruker enheten, må pasienter snakke med legen sin og lese nøye gjennom brukerhåndboken. August 2017.

* Bestråling med blått lys reduserer produksjonen av hudceller – Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259–269.

* Bestråling med blått lys reduserer produksjonen av hudceller – Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259–269.

* Blått lys bidrar til å lette betennelse – Fischer M et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554–563.

* Blått lys bidrar til å lette anti-inflammatoriske prosesser – Fischer M et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554–563.

* Etter 12 uker med behandlinger forbedret symptomene seg hos 84 % av pasientene. Hos noen pasienter ble plakkområdet fjernet med bruk av blått lys – Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24–34