

PHILIPS

Juego de biela
ajustable

ReActiv



PTE4010CA



Actualiza las bicicletas para que se adapten a todos los usuarios Ideal para personas con movilidad limitada

El juego de cigüeñal ajustable permite realizar ejercicios en un rango de movimiento menor en las bicicletas. Este accesorio proporciona una mayor accesibilidad a los usuarios que necesitan mejorar la amplitud de movimiento y ayuda a reducir el miedo al dolor.

Muy ajustable para una libertad de movimiento diferente

- La longitud de la biela es ajustable para personas con movilidad limitada

Destacados

Juego de biela ajustable

En el caso de los usuarios con movilidad limitada, las bielas ajustables opcionales están indexadas para poder repetir la ubicación y disponen de un rango inicial de

movimiento de tan solo 15 grados. A medida que el rendimiento mejore, es posible continuar la recuperación hasta el rango completo de movimiento.

Especificaciones

Conjunto de accesorios

conjunto: 1

Tamaño de rosca

pulgadas: Rosca de 9/16" estándar

Grados de ajuste

De 15 grados al rango completo: -

Productos aplicables

Bicicleta vertical

Bicicleta inclinada

Ajustes de la posición del pedal

10 incrementos: -

