

PHILIPS

Neurologiset
polkimet

ReCare



PTE7010MA



Lisää vakautta kaikille potilaille

Parempaa tukea jaloille ja nilkoille

Neurologiset 2.1 -polkimet mahdollistavat paremman käytettävyyden potilaille, joilla on rajoituksia jalan ja nilkan liikkuvuudessa. Erityisesti potilaat, joilla on neurologisia oireita, voivat kehittää motoriikkaa, liikelaajuutta ja voimaa.

Saavutettavampi neurologisille potilaille

- Tarranauhakiinnitys pitää jalat tukevasti paikoillaan

Kohokohdat

Hihnat



Kantapään telineen tarranauhakiinnitys pitää jalat tukevasti paikoillaan. Käyttäjät, joilla on liikerajoitteita jaloissa ja nilkoissa, voivat hyötyä myös pyöräilyharjoittelusta.

Tekniset tiedot

Lisävarustesarja

sarja: 1

Balance

-: Painotettu

Tuotemateriaali

-: ABS-muovi

Kierteen koko

tuumaa: 9/16 tuuman vakiokierre

