

PHILIPS

Ensemble de stabilisation
de main/poignet

ReCare



PTE7030MA



Stabilité accrue pour les utilisateurs

Aide à obtenir un positionnement stable et correct de la main

Cet accessoire permet aux patients dont la main ou le poignet est faible de profiter d'une mise en forme du haut du corps avec une prise ferme. Grâce à la réduction des points de pression, les patients atteints de troubles neurologiques avec une faible force de la main peuvent profiter des avantages des appareils ReCare.

Meilleure accessibilité pour les patients neurologiques

- Cette sorte de gant fixe la main à la poignée

Caractéristiques

Bandage de main



Rembourré pour plus de confort, le bandage protège les mains avec des bandes Velcro et des crochets. Il s'enfile comme un gant et aide à garder vos mains dans une bonne position.

Spécifications

Ensemble d'accessoires

Ensemble: 1

Réglage

-: Crochet et bandes Velcro

Matériau du produit

-: Caoutchouc-mousse en néoprène

