

PHILIPS

Stabilisierungsset für
Hand/Handgelenk

ReCare



PTE7030MA



Zusätzliche Stabilität für Benutzer

Hilft, eine stabile und korrekte Handhaltung zu erreichen

Mit diesem Zubehör können Patienten mit geschwächter Hand oder Handgelenk den Oberkörper mit einem festen Griff trainieren. Durch die Reduzierung der Druckpunkte können Neurologie-Patienten mit geringer Handkraft die Vorteile von ReCare Steppern nutzen.

Bessere Zugänglichkeit für Neurologie-Patienten

- Handschuhähnliche Passform sichert die Hand am Griff

Besonderheiten

Handwickel



Die gepolsterten Handwickel sorgen für Komfort und sichern Ihre Hände mit Klettverschluss. Sie passen wie ein Handschuh und halten die Hände in der richtigen Position.

Daten

Zubehörsatz

Satz: 1

Einstellung

-: Klettverschlussriemen

Produktmaterial

-: Neopren-Schaumgummi

