

# PHILIPS

Juego de estabilización  
de mano/muñeca

ReCare



PTE7030MA



## Mayor estabilidad para los usuarios

Ayuda a conseguir una posición estable y correcta de la mano

Este accesorio permite a los pacientes con una mano o muñeca más débil experimentar un acondicionamiento de la parte superior del cuerpo con un agarre firme. Gracias a la reducción de los puntos de presión, los pacientes neurológicos con poca fuerza en las manos pueden disfrutar de las ventajas de los estabilizadores ReCare.

### Mayor accesibilidad para los pacientes neurológicos

- El ajuste tipo guante fija la mano al mango

## Destacados

### Envoltura de mano



La envoltura de mano, acolchada para ofrecer la mayor comodidad, fija la mano con un cierre de enganche. Se adapta como un guante y ayuda a mantener la mano en la posición correcta.

## Especificaciones

### Conjunto de accesorios

conjunto: 1

### Ajuste

-: Correas de enganche

### Material del producto

-: Gomaespuma de neopreno

