

PHILIPS

Kit de stabilisation
main/poignet

ReCare



PTE7030MA



Stabilité accrue pour les utilisateurs

Un positionnement des mains stable et correct

Cet accessoire permet aux patients dont les mains ou les poignets sont hypotoniques de travailler le haut de leur corps en bénéficiant d'un maintien sûr. Les points de pression sont réduits afin que les patients neurologiques présentant une faiblesse musculaire au niveau des mains puissent profiter des steppers ReCare.

Plus accessible aux patients avec troubles neurologiques

- Tient comme un gant pour maintenir la main sur le guidon

Points forts

Bande pour les mains



Rembourrée pour plus de confort, cette bande pour les mains se fixe à l'aide d'un système de scratch. Elle tient comme un gant et permet de maintenir les mains dans une position correcte.

Caractéristiques

Lot d'accessoires

lot: 1

Ajustement

-: Sangles avec fixation par scratch

Matériau du produit

-: Mousse de caoutchouc Néoprène

