

# PHILIPS

Set di stabilizzazione  
di mano e polso

ReCare



PTE7030MA



## Maggiore stabilità per gli utenti

Aiuta a ottenere una posizione della mano stabile e corretta

Questo accessorio consente ai pazienti con una mano o un polso più deboli di sperimentare il trattamento della parte superiore del corpo con una impugnatura salda. Con la riduzione dei punti di pressione, i pazienti neurologici con poca forza nella mano possono godere dei vantaggi degli stepper ReCare.

### **Maggiore accessibilità per i pazienti neurologici**

- Fissaggio aderente per mantenere la mano sull'impugnatura

## In evidenza

### Guanto di fissaggio



Imbottito per il massimo comfort, il guanto di fissaggio fa aderire le mani all'impugnatura con una cinghia in velcro, per mantenerle nella posizione corretta.

## Specifiche

### Set di accessori

set: 1

### Regolazione

-: Cinghie in velcro

### Materiale del prodotto

-: Gomma in schiuma di neoprene

