

# PHILIPS

Rankos / riešo  
stabilizavimo komplektas

ReCare



PTE7030MA



## Papildomas naudotojų stabilumas

Pagalba padedant ranką į stabilią ir teisingą padėtį

Šis priedas padeda pacientams, turintiems silpnesnes rankas ar riešus, stiprinti viršutinę kūno dalį tvirtai suimant. Sumažinus įtampą įtampoms taškuose, mažai rankų jėgos turintys neurologiniai pacientai gali mėgautis „ReCare“ žingsniavimo prietaisu.

### **Labiau prieinamas neurologiniams pacientams**

- Pirštinės tipo priemonė, padedanti tvirtiau įsikibti į rankeną

## Ypatybės

### Rankos raištis



Rankos raištis paminkštintas, kad būtų patogus, ir užsegamas ant rankų naudojant sagtį su kabliuku ir kilpa. Jis priglunda kaip pirštinė ir padeda išlaikyti rankas tinkamoje padėtyje.

## Specifikacijos

**Priedų rinkinys**  
komplektas: 1

**Reguliavimas**  
-: Diržai su kabliu ir kilpa

**Medžiagos, iš kurių pagamintas gaminys**  
-: Neopreno putgumė

