

PHILIPS

Hand-/polsstabilisatieset

ReCare



PTE7030MA



Extra stabiliteit voor gebruikers

Helpt bij het verkrijgen van een stabiele en correcte handpositie

Met dit accessoire kunnen patiënten met een zwakkere hand of pols hun bovenlichaam trainen met een stevige grip. Doordat er minder drukpunten zijn kunnen neurologische patiënten met weinig kracht in hun hand goed gebruikmaken van ReCare-steppers.

Betere toegankelijkheid voor neurologische patiënten

- Strakke pasvorm houdt de hand vast aan het handvat

Kenmerken

Handwikkel



De handwikkel is gevoerd voor comfort met klittenbandsluiting. De wikkel voelt als een handschoen en helpt om uw handen in de juiste positie te houden.

Specificaties

Accessoireset

set: 1

Afstelling

-: Banden met haken-lussensluiting

Productmateriaal

-: Neopreenschuimrubber

