

PHILIPS

Hånd-/
håndleddsstabilisator, sett

ReCare



PTE7030MA



Økt stabilitet for brukere

Hjelper med å oppnå stabil og korrekt håndposisjon

Dette tilbehøret gir pasienter med svakere hender eller håndledd muligheten for å oppleve trening av overkroppen med et fast grep. Med reduksjon i trykkpunkter kan nevrologiske pasienter, med lite håndstyrke, nyte fordelene med ReCare steppers.

Bedre tilgjengelighet for nevrologiske pasienter

- Hanskelignende lås holder hånden til håndtaket

Høydepunkter

Håndstøtte



Den komfortabelt polstrede håndstøtten holder hånden på plass med borrelåslukking. Støtten sitter på hånden som en hanske og hjelper til med å holde hendene i riktig posisjon.

Spesifikasjoner

Tilbehørssett

sett: 1

Justering

-: Borrelåslukking

Produktmateriale

-: Neopren skumgummi

